



Bogotá, Wednesday 20 de October  
del 2021

**Clinica  
Veterinaria**

UNIPAZ-Barrancabermeja

**No. Contacto**

6023549 / 3102602091 / 3102602091

**Cliente**

Ariel Rosas Martinez

**Direccion**

Calle 50 No. 20-18 Barrio Colombia  
barrancabermeja

**Ciudad**

barrancabermeja

**Proceso Tecnico**

**Se hace entrega del siguiente equipo:**

|                         |                                                |            |             |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Equipo y Modelo:</b> | DIGITALIZADOR VITAFLEX VET CR<br>SYSTEM 45 PPH | <b>S/N</b> | SN250712022 |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|

**Con los siguientes accesorios:**

Unidad principal.

**Fallo Reportado:**

Mantenimiento correctivo.

**Observaciones:**

- Se evidencia carcasa rayada, fisurada posiblemente por trauma externo.
- Sin sellos de garantía.

**Fallo reportado:**

Mantenimiento correctivo.

**Actividad realizada:**

- comprobación del equipo.
  - se realiza encendido del equipo.
  - se realiza pruebas de funcionamiento obteniendo resultados anómalos de funcionamiento evidenciando en el sistema exámenes por finalizar y solicitud para limpieza de rodillos.
- intervención del equipo.
  - se realiza desmonte de la unidad de rodillos.
  - se realiza desmonte de los rodillos superiores e inferiores.
  - se realiza limpieza de rodillos.
  - se realiza limpieza de la unidad de rodillos.
  - se realiza montaje de los rodillos superiores e inferiores.
  - se realiza limpieza interna de la unidad de digitalización.
  - se realiza montaje de la unidad de rodillos.
  - se realiza apertura de cassette.
  - se realiza limpieza de lamina de fósforo.
  - se realiza limpieza de cassettes.
  - se realiza montaje de lamina de fósforo.
  - se realiza finalización de exámenes a la espera de culminar estudio.
- comprobación de funcionamiento.
  - se realiza encendido del equipo.
  - se realiza toma de imagen, que a su vez se digitaliza obteniendo resultados acordes donde se evidencia que la imagen no presenta porcentaje de granulosidad alguno.
  - se realiza limpieza externa del equipo.

**Elementos Reemplazados:**

- Top cover Assy.
- Carriage Assy vita.
- Front Roller vita.
- Back Roller Vita.

**Recomendaciones:**

- Realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses.
- No realizar ningún tipo de intervención externa del equipo ya que se perderán las condiciones generales de garantía.
- Realiza copia de seguridad cada 1900 toma de imágenes, a si como realizar el barrado de estas los 2000 imágenes.
- Realizar la limpieza de los rodillos cada mes.

## **Anexos**

-----

**Proximo Control:** 2022-05-05 05:00:00

## **Funcionario**

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.

VISION VETERINARIA

Line Telefonico: (1)8269705 ext. 112 CELULAR: 3187348498

\_\_\_\_\_  
Firma y Cedula de quien recibe