

CAMA OBSTÉTRICA

MARCA: LOS PINOS

MODELO: 972OB

USO: para obstetricia, parto, pre parto y post parto. Permite a la paciente realizar su trabajo de parto en diferentes posiciones: acostada, sentada erecta, soportada en dos puntos (asideros), y litotomía con piernas.



PARTES DE LA CAMA

1. Pierneras.
2. Bandeja para desechos.
3. Freno/dirección central.
4. Asidero para agarre durante el parto.
5. Baranda con panel de control interno y externo.
6. Atril porta suero.

BOTONES DE LA CAMA Y SUS FUNCIONES



NOTA: es posible que algunas de las funciones y botones no se encuentren habilitadas en la cama teniendo en cuenta la antigüedad de la versión.

FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE LA CAMA



NOTA: la función DIRIGIR debe ser utilizada para el desplazamiento de la cama. Para desplazarla, recuerde verificar que esté desconectada a la red eléctrica; así mismo compruebe que el atril porta suero no obstruya el desplazamiento, las barandas deben estar arriba durante el desplazamiento.

CAMA OBSTETRICA**MARCA:** LOS PINOS**MODELO:** 972 OB**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

La cama debe ser limpiada y desinfectada cada vez que se termine de utilizar, en el proceso de limpieza y desinfección está la prolongación de la vida útil del equipo. Tenga en cuenta los siguientes pasos:

- NO utilice químicos sin ser diluidos, tampoco elementos a presión como mangueras o hidro lavadoras
- Humedezca con la solución un paño no abrasivo, recuerde que no puede gotear el paño
- Retire el exceso de la solución desinfectante con otro paño
- En cuanto empiece a ver que la pintura empieza a desprenderse, repórtelo

NOTA

Absténgase de utilizar los siguientes desinfectantes: cloro, hipoclorito, amonio cuaternario, alcalino clorado.

Las soluciones desinfectantes válidas son: peróxido orgánico, ácido acético, biguadina polimérica, tensoactivos aniónicos.