

GUIA DE USO RÁPIDO TENSÍOMETRO WELCH ALLYN DURASHOCK



1. Saque el tensiómetro de su estuche.
2. Observe que el manómetro se encuentra en 0 mmHg.
3. Cierre la válvula de liberación de aire previo a la toma de la presión arterial.
4. Realice la toma de presión arterial al paciente teniendo en cuenta que sea de tipo adulto, para otros casos, realice cambio de brazalete.
5. Una vez termine la toma de presión, limpie los accesorios y colóquelos nuevamente en el estuche con el fin de preservar la vida útil del equipo.