

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD				Código: E.GC-BIO-001		
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS				Versión: 1.0		
					Fecha aprobación: Julio 2024		
Página: Página 1							

INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	REG. INVIMA	2019DM0019425				
MARCA	WOODPECKER	D. IMPORTACIÓN	032023001357237-2				
MODELO	B-CURE	CLASE	IIA				
SERIE	L2380344BC	CODIGO ECRI	NO APLICA				
ACTIVO FIJO	1012	C. DE USO	APOYO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	EQUIPO ODONTOLÓGICO				
MOVIL	X	FIJO					

DESCRIPCIÓN			
EQUIPO UTILIZADO PARA ACELERAR LA POLIMERIZACIÓN DE MATERIALES DENTALES COMO RESINAS COMPUESTAS			

REGISTRO HISTÓRICO			
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA	FABRICANTE	GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024	GARANTÍA	1 AÑO
FECHA DE COMPRA	14/06/2024	COSTO	2.356.200
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA	VIDA ÚTIL	SIN DATO
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS	TELEFONO	3203019306

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRÓNICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICA	FRECUENCIA DE TRABAJO	50 Hz - 60 Hz	TEMPERATURA DE TRABAJO	5°C - 40°C
VOLTAJE	100 V - 240V	CORRIENTE	NO APLICA	POTENCIA	NO APLICA	PESO	208 g

MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	

SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X			X	
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
			X	CALIBRACIÓN		VALIDACIÓN	

ACCESORIOS O COMPONENTES			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO / REFERENCIA	SERIE
1	ADAPTADOR	SIN DATO	SIN DATO
1	CARGADOR	SIN DATO	SIN DATO

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES	
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, LA LUZ DEBE APUNTAR DIRECTAMENTE A LA RESINA PARA QUE OCURRA EL EFECTO DE POLIMERIZACIÓN. ASEGURESE DE UTILIZAR EL PROTECTOR ORIGINAL PARA EVITAR DAÑOS EN LOS OJOS	
NO DESMONTE LA BATERÍA DE LITIO, YA QUE ESTO PROVOCARÁ UN CORTO CIRCUITO O UNA FUGA DE ELECTROLITO	
NO UTILIZAR METALES U OTROS CONDUCTORES PARA TOCAR EL PUNTO DE CARGA DE LA UNIDAD PRINCIPAL , YA QUE PUEDE QUEMAR EL CIRCUITO INTERNO Y PROVOCAR UN CORTO CIRCUITO	