

**SILLA DE RUEDAS
PEDIÁTRICA**

Descripción y características	<p><i>Silla de ruedas estándar pediátrica. Fabricada en acero con acabado general en pintura negra electrostática. Estructura plegable Tapicería en lona acolchada. Apoyabrazos y reposapiés fijos. Frenos de parqueo en ambos lados. Ruedas delanteras macizas de 6" Ruedas traseras macizas de 21" con rin tipo radio. Banda inferior para sujeción de piernas. Capacidad de carga máxima 100 kg. Ancho silla de ruedas 56cm Ancho asiento 35cm Alto del asiento al piso 47cm Peso aproximado 17 kg</i></p>	
Uso del producto:	<p><i>La silla de ruedas es uno de los medios de asistencia de uso más frecuente para mejorar la movilidad personal, condición previa para disfrutar de los derechos humanos y una vida digna, y ayuda a las personas con discapacidad a convertirse en miembros más productivos de sus comunidades. Para muchos, una silla de ruedas adecuada, bien diseñada y armada puede constituir el primer paso hacia la inclusión y participación en la sociedad. Elemento importante para utilizar en caso de emergencias, donde hay personas que no pueden valerse por si mismas.</i></p>	
Unidad de medida y Capacidad	<ul style="list-style-type: none"> -Ancho asiento: 46cm -Profundidad asiento: 45cm -Altura de asiento al piso: 50cm -Altura del espaldar: 44.5cm -Peso de la silla: 16.9kg -Peso máximo usuario: 100kg 	
Instrucciones de uso:	<ul style="list-style-type: none"> - Antes de usar la silla compruebe su estabilidad al intentarla mover rigurosamente. -Colóquese lo más cerca posible del lugar donde desea ubicarse. -Al transferirse, colóquese en la parte posterior del asiento para evitar estropear la tornillería el tapizado hacer bascular la silla hacia delante. -Accione los dos frenos, no deben ser utilizados como soporte para las transferencias. 	