

 <div>HOSPITAL LA MISERICORDIA</div>	GESTIÓN DE CALIDAD		Código: E.GC-BIO-001				
	HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS		Versión: 1.0				
			Fecha aprobación: Julio 2024				
				Página: Página 1			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	SUCCIONADOR	REG. INVIMA	2017DM-0001310-R1				
MARCA	SMAFF	D. IMPORTACIÓN	872024000044346-0				
MODELO	SXT5A	CLASE	IIA				
SERIE	L1-24262	CODIGO ECRI	10-208				
ACTIVO FIJO	0993	C. DE USO	APOYO				
UBICACIÓN	PLAYA RICA	C. BIOMÉDICA	REHABILITACIÓN				
MOVIL	X	FIJO					
DESCRIPCIÓN							
ESTÁ DISEÑADO COMO UN DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN DE FLUIDOS, SECRECIONES Y OTRAS SUSTANCIAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE CLÍNICO-HOSPITALARIO, LA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON UNO O VARIOS FRASCOS DE RECOLECCIÓN. SU FUNCIONAMIENTO ES IMPULSADO POR UN MOTOR COMPRESOR ELÉCTRICO QUE PRODUCE UN VACÍO QUE ES APROVECHADO PARA LA SUCCIÓN							
REGISTRO HISTÓRICO							
FECHA DE FABRICACIÓN	NO REGISTRA		FABRICANTE	SHANGHAI BAOJIA MEDICAL APPARATUS CO			
FECHA DE INSTALACIÓN	16/07/2024		GARANTÍA	1 AÑO			
FECHA DE COMPRA	14/06/2024		COSTO	892500			
MODO DE ADQUISICIÓN	COMPRA		VIDA ÚTIL	5 AÑOS			
DISTRIBUIDOR	EQUIMEDICAS		TELEFONO	SIN DATO			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELECTRÓNICO	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ELECTRICO	FRECUENCIA DE TRABAJO	60 Hz	TEMPERATURA DE TRABAJO	10°C - 40°C
VOLTAJE	115 V	CORRIENTE	2.9 A	POTENCIA	SIN DATO	PESO	5,3Kg
MANUALES							
PLANOS HIDRÁULICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS		PLANOS MECÁNICOS		PLANOS ELECTRÓNICOS	
USUARIO	X	TECNICO		FUNCIONAMIENTO		PARTES Y PIEZAS	
SOPORTE TÉCNICO							
	PERIODICIDAD					ESTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	CONTRATO	COMODATO
			X				
METROLOGÍA	SEMESTRAL	ANUAL	NO APLICA	TIPO DE ACTIVIDAD			
		X		CALIBRACIÓN	X	VALIDACIÓN	
ACCESORIOS O COMPONENTES							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		MODELO / REFERENCIA		SERIE		
1	CABLE DE PODER		SIN DATO		SIN DATO		
1	CANISTER		SIN DATO		SIN DATO		
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES							
NO GENERE GOLPES AL EQUIPO							
COLOQUE EL EQUIPO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y FIRME							
COLOQUE LOS FILTROS HIDROFOBICOS ANTES DE USAR							
COMPRUEBE LA TENSION DE ALIMENTACION 115V							