

|                                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|
|  <div>HOSPITAL<br/>LA MISERICORDIA</div> | GESTIÓN DE CALIDAD          |                        | Código: E.GC-BIO-001         |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        | Versión: 1.0                 |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           | HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS |                        | Fecha aprobación: Julio 2024 |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        |                              | Página: Página 1                                                                    |             |                        |           |
| INFORMACIÓN DEL EQUIPO                                                                                                    |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| EQUIPO                                                                                                                    | TENSIOMETRO ADULTO          | REG. INVIMA            | 2018DM-0018127               |  |             |                        |           |
| MARCA                                                                                                                     | WELCH ALLYN                 | D. IMPORTACIÓN         | SIN DATO                     |                                                                                     |             |                        |           |
| MODELO                                                                                                                    | DURASCHOK                   | CLASE                  | I                            |                                                                                     |             |                        |           |
| SERIE                                                                                                                     | 200418041748                | CODIGO ECRI            | NO APLICA                    |                                                                                     |             |                        |           |
| ACTIVO FIJO                                                                                                               | 0989                        | C. DE USO              | MÉDICO                       |                                                                                     |             |                        |           |
| UBICACIÓN                                                                                                                 | PLAYA RICA                  | C. BIOMÉDICA           | DIAGNÓSTICO                  |                                                                                     |             |                        |           |
| MOVIL                                                                                                                     | X                           | FIJO                   |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                               |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| EQUIPO UTILIZADO PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA, LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA                                 |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| REGISTRO HISTÓRICO                                                                                                        |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| FECHA DE FABRICACIÓN                                                                                                      | SIN DATO                    | FABRICANTE             | WELCH ALLYN                  |                                                                                     |             |                        |           |
| FECHA DE INSTALACIÓN                                                                                                      | 16/07/2024                  | GARANTÍA               | 1 AÑO                        |                                                                                     |             |                        |           |
| FECHA DE COMPRA                                                                                                           | 14/06/2024                  | COSTO                  | 583.100                      |                                                                                     |             |                        |           |
| MODO DE ADQUISICIÓN                                                                                                       | COMPRA                      | VIDA ÚTIL              | SIN DATOS                    |                                                                                     |             |                        |           |
| DISTRIBUIDOR                                                                                                              | EQUIMEDICAS                 | TELEFONO               | 3203019306                   |                                                                                     |             |                        |           |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                  |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| TECNOLOGÍA PREDOMINANTE                                                                                                   | NEUMÁTICA                   | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | NO APLICA                    | FRECUENCIA DE TRABAJO                                                               | NO APLICA   | TEMPERATURA DE TRABAJO | 0-40°C    |
| VOLTAJE                                                                                                                   | NO APLICA                   | CORRIENTE              | NO APLICA                    | POTENCIA                                                                            | NO APLICA   | PESO                   | SIN DATOS |
| MANUALES                                                                                                                  |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| PLANOS HIDRÁULICOS                                                                                                        |                             | PLANOS ELECTRÓNICOS    |                              | PLANOS MECÁNICOS                                                                    |             | PLANOS ELECTRÓNICOS    |           |
| USUARIO                                                                                                                   | X                           | TECNICO                |                              | FUNCIONAMIENTO                                                                      |             | PARTES Y PIEZAS        |           |
| SOPORTE TÉCNICO                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           | PERIODICIDAD                |                        |                              |                                                                                     |             | ESTADO                 |           |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                  | MENSUAL                     | TRIMESTRAL             | CUATRIMESTRAL                | SEMESTRAL                                                                           | ANUAL       | CONTRATO               | COMODATO  |
|                                                                                                                           |                             |                        | X                            |                                                                                     |             | X                      |           |
| METROLOGÍA                                                                                                                | SEMESTRAL                   | ANUAL                  | NO APLICA                    | TIPO DE ACTIVIDAD                                                                   |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             | X                      |                              | CALIBRACIÓN                                                                         | X           | VALIDACIÓN             |           |
| ACCESORIOS O COMPONENTES                                                                                                  |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| CANTIDAD                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                 |                        | MODELO / REFERENCIA          |                                                                                     | SERIE       |                        |           |
| 1                                                                                                                         | BRAZALETE                   |                        | ADULTO                       |                                                                                     | NO REGISTRA |                        |           |
| 1                                                                                                                         | PERA                        |                        | SIN DATO                     |                                                                                     | NO REGISTRA |                        |           |
| 1                                                                                                                         | MANÓMETRO                   |                        | SIN DATO                     |                                                                                     | NO REGISTRA |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| NO INSUFLE EL BRAZALETE POR ENCIMA DE 300 mmHg                                                                            |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| NO EXPONGA EL EQUIPO A RADIACIÓN SOLAR INTENSA                                                                            |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| NO TOQUE EL EQUIPO CON ELEMENTOS AFILADOS DURANTE SU USO O ALMACENAMIENTO                                                 |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| NO INSTALE EL BRAZALETE SOBRE ARTÍCULOS O PRENDAS                                                                         |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
| NO SE DEBE MANTENER INFLADO EL BRAZALETE MÁS DE LO NECESARIO. NO AGITE O DEJE CAER EL TENSIÓMETRO                         |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |
|                                                                                                                           |                             |                        |                              |                                                                                     |             |                        |           |